



elekpress

Presoterapia y electroestimulación, por fin juntas.



Nueva gama Dream de RÖS'S. Aparatología inteligente.

RÖS'S

Anticipándonos a tus deseos



Siempre fiel a su filosofía, Rös's se anticipa a los deseos de los expertos en belleza y bienestar, presentando una novedad única en el mundo.



Nuestro equipo de I+D ha conseguido fusionar dos clásicos de la estética, la presoterapia y la electroestimulación, y unirlos en una misma técnica de trabajo tan pionera como revolucionaria: la PRESO-ESTIMULACIÓN.

ELEKPRESS. Presoterapia y electroestimulación, por fin juntas.



Un toque de distinción: personaliza tu equipo Elekpress con la imagen de tu salón.



Enric Castells, técnico especialista en terapias manuales, junto con la asesoría técnica de Rös's, han llevado a cabo la investigación, selección y combinación óptima de parámetros para la programación de tratamientos de PRESO-ESTIMULACIÓN.

¿Cómo funciona?

ELEKPRESS combina de manera sinérgica dos de las técnicas clásicas en tratamientos estéticos: la presoterapia y la electro-estimulación. Gracias a esta simultaneidad, los beneficios de ambas se potencian proporcionando resultados sorprendentes.

Cada secuencia de trabajo está meditada al detalle para imitar, con la máxima exactitud, las maniobras de un masaje manual. Puedes optar por utilizar sólo la estimulación, con ajuste automático de presión mínima para un mejor contacto de las bandas, o también sólo la presoterapia, anulando la estimulación.

PRESOTERAPIA:

- 24 cámaras de presión, superpuestas en forma de escamas, para masaje neumático en extremidades inferiores.
- 22 cámaras de presión para masaje neumático en extremidades superiores. Accesorio de compra opcional.

ELECTROESTIMULACIÓN:

- 8 bandas conductoras incorporadas en el pantalón de presoterapia. 6 bandas conductoras en la chaqueta de presoterapia.
- 11 tipos de corrientes diferentes.

Mira cuántas posibilidades te ofrece la PRESO-ESTIMULACIÓN.

- 23 programas para extremidades inferiores y 22 para extremidades superiores.
- Tratamientos corporales completos alternando pantalón y chaqueta.
- Posibilidad de anular salidas de aire y de adaptar la estimulación según la sensibilidad de cada cliente. De esta manera, podemos trabajar de manera global o por zonas localizadas.
- Test de presión inteligente.

Guía de tratamientos*:

- Celulitis
- Reafirmación
- Sobrepeso
- Circulación (sólo en extremidades inferiores)
- Edema y linfedema
- Pre y post-cirugía
- Climaterio/Menopausia
- Deportivo
- Antiálgido
- Psicorelax (sólo en extremidades superiores)

*Tratamientos destinados exclusivamente a la mejora de problemas estéticos



ELEKPRESS. Presoterapia y electroestimulación, por fin juntas.



La PRESO-ESTIMULACIÓN es buena para nuestro organismo.

Sistema circulatorio

El masaje neumático, combinado con la electroestimulación, mejora la circulación sanguínea, favoreciendo la eliminación de residuos. Este sistema de masaje permite un drenaje natural del estancamiento intersticial excesivo y de los fluidos causantes de la fatiga.

Sistema linfático

Aumento de la circulación de la linfa. Altamente beneficioso para la estimulación del sistema inmunológico.

Sistema muscular

Tonificación muscular y de las articulaciones. Gracias al efecto combinado de ambas técnicas, obtenemos un doble beneficio: reafirmación muscular junto a una agradable sensación de relajación y bienestar.

Sistema digestivo

Relajación de los músculos abdominales e intestinales.

Mejora de la piel

El aumento de la circulación comporta interesantes beneficios para el organismo, así como para nuestra piel, la cual necesita del aporte de oxígeno y nutrientes para su regeneración celular.

Y es buena para tus clientes.

- Reducción de celulitis.
- Reducción de retención de líquidos.
- Drenaje linfático.
- Remodelación.
- Tonificación.
- Alivio de piernas cansadas.
- Alivio de molestias en la espalda.
- Mejora del rendimiento muscular.
- Recuperación de molestias deportivas.
- Preparación pre-operatoria.
- Recuperación post-operatoria.

Accesorios de aplicación únicos y exclusivos.

ELEKPRESS brinda la posibilidad de realizar tratamientos automatizados, hasta ahora impensables, gracias a sus botas y a su chaqueta neumática.

Cada detalle de estos innovadores accesorios está especialmente pensado para que su aplicación sea fácil, cómoda y adaptable a cualquier persona.

BOTAS Y CHAQUETA DE PRESO-ESTIMULACIÓN

- Cómodos de aplicar: se colocan rápidamente y se ajustan mediante cremallera y velcro.
- Expansores para incrementar volumen y anchura del pantalón y la chaqueta.
- Vaciado de aire automático, sin necesidad de desconectar los accesorios.
- Conectores de fácil ajuste.
- No es necesario buscar las inserciones musculares, ya que el accesorio está pensado para adaptarse a cualquier persona.
- Pantalones y chaqueta desechables conductores para que tus tratamientos sean higiénicos*.
- Gel conductor exclusivo, para una perfecta transmisión de la estimulación.

*Imprescindible el uso del desechable que Rös's provee en exclusiva para que la conducción sea óptima.

Con todas las innovaciones de la gama Dream.

Descubre un nuevo mundo de posibilidades gracias a su pantalla táctil, de fácil navegación, que te permitirá disponer de toda la información de tus tratamientos y acceder, en cualquier momento, a las fichas prácticas.

Además, podrás crear tu archivo personal para los tratamientos específicos de tus clientes.

Relajación y mejora circulatoria
Reducción edemas
Preparación pre-operatoria
Recuperación post-operatoria
Drenaje linfático
Remodelación corporal
Tonificación

Alivio de piernas cansadas.
Alivio de molestias en la espalda

Reducción de celulitis



Características generales

Fabricante:	RÖS'S ESTÉTICA, SL
Modelo:	ELEKPRESS
Ref.:	0080010
Consumo máximo:	175 W
Tensión:	230 V AC
Dimensiones (mm):	1.500 alto, 420 ancho, 360 fondo
Peso:	37 kg

Características ambientales

Temperatura de operación:	18-28° C
Temperatura de almacenamiento:	5-45°C
Humedad relativa:	20-70%

Presoterapia

Nº salidas:	12
Presión máxima:	99 mmHg

Electroestimulación

Nº corrientes:	11
Nº de bandas en pantalón:	8
Nº de bandas en chaqueta:	6

Accesorios

1 Pantalón de ELEKPRESOTERAPIA + expansores	04EP010
1 Chaqueta de ELEKPRESOTERAPIA+ expansores (opcional)	04EP020
1 Porta-accesorios (opcional)	0077200
10 Pantalón desechable	04EP013
10 Chaqueta desechable	04EP023
2 Gel de estimulación (250 ml)	9901513
1 Producto desinfectante (750 ml)	9901514
1 Cable de red	3305101



RÖS'S, Estética S.L. Rocafort, 9 . 08015 Barcelona . Tel. 93 426 60 17 . e-mail: ross@ross.es . www.ross.es



RÖS'S

Anticipándonos a tus deseos